

چک لیست امتحان OSCE تزریق داخل جلدی I.D.

هدف پروسیجر: تجویز دارو به منظور تست‌های حساسیتی و غربالگری سل

نام دانشجو:

تاریخ آزمون:

نمره نهایی:

خیلی بد (۰)	بد (۰/۱۲)	متوسط (۰/۲۵)	خوب (۰/۳۷)	عالی (۰/۵)	
					۱. درخواست پزشک را به دقت کنترل کرد.
					ژل ضد عفونی دست
					دستکش
					ماسک (در صورت نیاز)
					الکل
					پنبه
					سرنگ مناسب
					داروی مورد نیاز
					Safety Box
					۲. وسایل مورد نیاز را به درستی آماده کرد.
					۳. بهداشت دست را رعایت کرد.
					۴. از وسایل محافظت شخصی به درستی استفاده کرد.
					۵. قبل از اجرای روش خود را معرفی کرد.
					۶. مددجو را به روش صحیح شناسایی کرد.
					۷. ضرورت انجام کار و نحوه همکاری مددجو را مشخص کرد.
					۸. محیط خصوصی برای مددجو فراهم کرد.
					۹. شش اصل دارودهی را به درستی نام برد.
					۱۰. نام و میزان داروی تزریقی، زمان و نحوه تزریق را از روی دستور پزشک بررسی کرد.
					۱۱. سرنگ را به درستی با رعایت اصول استریل آماده کرد.
					۱۲. نام و نحوه تزریق‌های ممکن آن شکل دارویی را به درستی از روی آن بررسی کرد.
					۱۳. میزان داروی دستور داده شده را با رعایت اصول استریل به درستی در سرنگ کشید.
					۱۴. سرنگ را به درستی هواگیری کرد.
					۱۵. برای دومین بار از روی دارو، نام و نحوه تزریق‌های ممکن دارو را بررسی کرد.
					۱۶. محل‌های مختلف تزریق داخل جلدی را به درستی نام برد.
					۱۷. مددجو را حالت مناسب نسبت به محل تزریق انتخابی قرار داد.

					۱۸. محل تزریق را از نظر وجود زخم و ضایعات پوستی بررسی کرد.
					۱۹. محل تزریق را با استفاده از پنبه آغشته به ماده ضدعفونی کننده به درستی ضدعفونی کرد.
					۲۰. حدوداً به مدت ۳۰ ثانیه اجازه خشک شدن پوست از ماده ضدعفونی را داد.
					۲۱. زاویه و میزان ورود صحیح سرسوزن را به درستی انجام داد.
					۲۲. سرنگ را به درستی به کمک دست غیرغالب ثابت نگهداشت.
					۲۳. مفهوم آسپیراسیون را در این نوع تزریق به درستی بیان کرد.
					۲۴. دارو را با سرعت مناسب تزریق کرد و تغییر حالت پوستی را به درستی بیان کرد.
					۲۵. سوزن را به درستی خارج کرد.
					۲۶. پنبه خشک را به درستی (مفهوم ماساژ دادن) در محل تزریق قرار داد.
					۲۷. محل تزریق را به درستی علامت گذاری کرد.
					۲۸. زباله ها را به درستی تفکیک کرد.
					۲۹. وسایل را به درستی در محل خود قرار داد.
					۳۰. دست های خود را به درستی ضدعفونی کرد.
					۳۱. اطلاعات مربوط به انجام فرآیند را به درستی و کامل ثبت کرد.
					۳۲. محل تزریق را طی مدت لازم ۲۰ دقیقه یا ۴۸ - ۲۴ ساعت بسته به نوع تست ارزیابی کرد و علائم حساسیت را به درستی بیان کرد.
					۳۳. اطلاعات حاصل از ارزیابی را به درستی و کامل ثبت کرد.